

Kał do badania w kierunku antygenu Giardia lamblia metodą ELISA

- wytyczne pobierania próbek dla pacjenta

Kał oddać do czystego, suchego naczynia.

Następnie pobrać próbkę kału z różnych miejsc, zwłaszcza o zmienionym wyglądzie (krew, śluz itp.) wielkości orzecha włoskiego lub ok. 2 ml w przypadku stolców płynnych.

Próbkę umieścić w pojemniku i szczelnie zamknąć.

Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem.

Próbkę należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej.

Jeśli to nie jest możliwe próbkę można przechować w lodówce do 24 godzin

Jeżeli kał ma być przechowywany dłużej niż 24 godziny należy go zamrozić i w stanie zamrożenia dostarczyć do laboratorium.