

## **Pobieranie materiału do badań parazytologicznych**

- wytyczne pobierania próbek dla pacjenta

### **Badanie kału i wymazu celofanowego okołodbytniczego:**

Materiał pobrać przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie występowania objawów.

#### **Kał:**

Kał oddać do czystego, suchego naczynia.

Pobrać próbkę stolca z różnych miejsc zwłaszcza o zmienionym wyglądzie (krew, śluz itp.,) wielkości orzecha włoskiego lub ok. 2 ml w przypadku stolców płynnych.

Próbkę umieścić w pojemniku i szczelnie zamknąć.

Pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem.

Próbkę należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej. Jeśli to nie jest możliwe próbkę można przechować w lodówce do 24 godzin – nie zamrażać!

#### **Wymaz celofanowy okołodbytniczy:**

Wymaz należy pobrać rano przed podmyciem i skorzystaniem z toalety. Wymaz pobiera się za pomocą szklanej łopatkki owiniętej celofanem, wyjętej z próbki otrzymanej z laboratorium. Łopatkę z owiniętym celofanem należy zwilżyć wodą i wymazać nią zewnętrzne fałdy odbytu. Po pobraniu łopatkę z celofanem należy umieścić w próbówce i zamknąć ją szczelnie.

Uwaga: Celofanu nie należy zdejmować, łopatkki nie należy wkładać do odbytu. Celofan po pobraniu próbki nie może być ubrudzony kałem.

Wymaz dostarczyć do badania jak najszybciej, a jeżeli jest to niemożliwe, należy przechowywać w temperaturze chłodni do 24 godzin.

#### **Wydalone pasożyty**

Wydalonego pasożyta umieścić w czystym pojemniku, zalać niewielką ilością wody lub soli fizjologicznej.

Pojemnik szczelnie zamknąć.

Nie używać alkoholu ani formaliny.